

## 生物&DNA/RNA合成试剂

- 无水级溶剂
- 生物级溶剂
- DNA/RNA合成用调配试剂



如果您有新的产品需求，欢迎您与安徽时联联系，我们将竭诚为您提供定制产品和服务。

**安徽时联特种溶剂股份有限公司**  
安徽省安庆市皖河大道7号  
邮编：246002  
电话：0556-5688000  
销售热线：**400-188-1556**  
传真：0556-5698712  
邮箱：[fulltime@fulltimereagent.com](mailto:fulltime@fulltimereagent.com)  
[www.fulltimereagent.com](http://www.fulltimereagent.com)

时联（亚洲）有限责任公司  
B-09-07, Menara Prima, Dataran Prima,  
Jalan PJU 1/39, Petaling Jaya,  
47301 Selangor D.E., Malaysia  
Tel.: +6012-3258907  
Fax: +603-78863945  
Email: [chia@fulltimeholdings.com.my](mailto:chia@fulltimeholdings.com.my)

上海分公司  
上海市浦东新区张江高科张衡路1299号  
电话：021-20231353  
传真：021-20231351

广州办事处  
广东省广州市天河区天寿路31号江河大厦1407室  
电话：020-38324801、38324802  
传真：020-38324805

北京办事处  
北京市海淀区天秀路古月园28号楼1单元501室  
电话：010-62827797-8002  
传真：010-62827797-8007



**FULLTIME** 安徽时联

中国高纯特种溶剂专业制造商



## 科技发展, 无限追求

安徽时联特种溶剂股份有限公司, 成立于2002年6月, 位于安徽省安庆市皖河大道7号, 是安徽省高新技术企业。公司本着“科技发展, 无限追求”的理念, 采用自主研发的专有技术, 从事高纯特种溶剂及精细化工产品研究、开发与生产。安徽时联是中国高纯特种溶剂行业最大的专业制造商。坚持不断的追求质量和服务永远是我们的宗旨, 我们将全力以赴, 以优质的产品、合理的价格、忠诚的服务满足您的需求。



办公大楼



## 中国高纯特种溶剂先驱

FULLTIME应用先进的研发、纯化和控制技术, 开发并规模化生产无水级溶剂、生物级溶剂、DNA/RNA 合成用调配试剂等应用于有机合成和生物技术领域的系列产品。通过对每一批次溶剂产品从原料到成品, 以及包装过程的严格内部质量控制, 确保其持续的批次稳定性。所有产品均通过0.2微米膜微滤, 千级洁净灌装, 最大限度地减少固体微粒污染。





## 无水级溶剂

- 超低水含量
- 高纯度
- 低挥发残留
- 惰性气体封装
- 通过0.2微米膜过滤
- 优异的产品性价比

安徽时联无水溶剂主要针对有机合成、金属有机反应、寡核苷酸及组合化学等对水分极为敏感的应用领域而开发制备的系列溶剂。经过严格除水处理，保证水含量从少于50ppm到少于5ppm，确保您在实验室使用及化学合成时无需再进行额外的纯化及干燥过程。

产品名称	纯度	水分	货号
乙腈	99.8%min.	10ppm	6305
苯	99.8%min.	50ppm	6415
正丁醇	99.8%min.	50ppm	6585
氯仿(醇稳定剂)	99.9%min.	50ppm	6635
氯仿(烃稳定剂)	99.8%min.	50ppm	6645
环己烷	99.5%min.	30ppm	6745
1,2-二氯乙烷	99.0%min.	30ppm	6615
二氯甲烷(烃稳定剂)	99.9%min.	30ppm	6605
二甲基亚砜	99.8%min.	50ppm	6285
二甲基乙酰胺	99.8%min.	50ppm	6475
二甲基甲酰胺	99.8%min.	50ppm	6375
1,4-二氧六环	99.8%min.	50ppm	6915
乙酸乙酯	99.8%min.	50ppm	6805
无水乙醚	99.8%min.	50ppm	6975
正庚烷	99.5%min.	20ppm	6795
99.0%正己烷	98.5%min.	20ppm	6705
异丙醇	99.5%min.	50ppm	6555
甲醇	99.8%min.	30ppm	6505
戊烷	99.0%min.	20ppm	6765
吡啶	99.8%min.	50ppm	6385
四氯化碳	99.5%min.	30ppm	6655
四氢呋喃	99.9%min.	50ppm	6905
四氢呋喃(BHT稳定剂)	99.9%min.	30ppm	6995
甲苯	99.8%min.	20ppm	6445

## 生物级溶剂

- 高纯度
- 低水分含量
- 低挥发残留
- 优异的批次稳定性
- 通过0.2微米膜过滤
- 干级洁净灌装
- 完整的废液回收服务
- 合理的产品价格
- 多种包装可供选择

FULLTIME生物溶剂在保证极低水含量指标 $\leq 10\text{ppm}$ 的同时，亦具有极高的纯度，并满足各项HPLC性能指标，是您在电泳、分子生物学、DNA测序、DNA合成、多肽和寡核苷酸合成过程中的理想选择，可确保您有更小总合成成本和更高的合成总产率。

产品名称	货号
乙腈	6304
无水乙醇	6534
氯仿(烃稳定剂)	6644
二氯甲烷(烃稳定剂)	6604
二甲基甲酰胺	6374
异丙醇	6554
甲醇	6504
甲基吡咯烷酮	6234
戊烷	6764
四氢呋喃	6904
甲苯	6444

乙腈	
级别: BIO/ULTRA LOW WATER	货号: 6304
质量指标	
色度	10
纯度	99.9% min.
水	10 ppm
蒸发残渣	1 ppm
可滴定酸	0.008 meq/g
可滴定碱	0.0006 meq/g
LC适应性	to Pass Test
荧光性	to Pass Test
吸光度:	
190 nm	1.00
195 nm	0.15
200 nm	0.07
210 nm	0.04
220 nm	0.02
254 nm	0.001



## DNA/RNA合成用调配试剂

- 高纯度
- 超低水分含量
- 低浓度误差
- 低挥发残留
- 干机洁净灌装
- 惰性气体封装
- 优异的批次稳定性

FULLTIME的DNA/RNA合成用调配试剂系列产品包括各种配方的盖帽剂、脱保护剂、活化剂和氧化剂，以严格控制的水分含量和精准的浓度，确保较高的合成产率。是您在分子生物学、DNA合成、多肽合成、寡核苷酸合成、药物基因组学、诊断方法和药物研发等应用领域的理想选择。

产品名称	货号
<b>活化剂</b>	
0.20M 5-苄硫基-1H-四唑/乙腈	A8304
0.25M 5-乙硫基-1H-四唑/乙腈	B8304
0.50M 5-乙硫基-1H-四唑/乙腈	C8304
0.60M 5-乙硫基-1H-四唑/乙腈	D8304
<b>盖帽剂</b>	
<b>Cap A (含乙酸酐)</b>	
乙酸酐/吡啶/四氢呋喃10:10:80 (V/V/V)	A8914
乙酸酐/2,6-二甲基吡啶/四氢呋喃10:10:80 (V/V/V)	B8914
乙酸酐/四氢呋喃10:90 (V/V/V)	C8914
乙酸酐/2,6-二甲基吡啶/乙腈20:30:50 (V/V/V)	D8914
乙酸酐/乙腈20:80 (V/V)	F8914
<b>Cap B (含n-甲基咪唑)</b>	
n-甲基咪唑/四氢呋喃16:84 (V/V)	A8924
n-甲基咪唑/四氢呋喃10:90 (V/V)	B8924
n-甲基咪唑/吡啶/四氢呋喃10:10:80 (V/V/V)	C8924
n-甲基咪唑/乙腈20:80 (V/V)	D8924
n-甲基咪唑/乙腈15:85 (V/V)	F8924
<b>脱保护剂</b>	
三氯乙酸/二氯甲烷3:97(W/V)	A8604
二氯乙酸/二氯甲烷3:97(W/V)	B8604
二氯乙酸/甲苯3:97(W/V)	C8604
<b>氧化剂</b>	
水/吡啶/0.02M碘 in 四氢呋喃10:20:70 (V/V/V)	A8314
水/吡啶/0.02M碘 in 四氢呋喃2:20:78 (V/V/V)	B8314
水/吡啶/0.02M碘 in 四氢呋喃10:0.4:89.6 (V/V/V)	C8314
水/0.05M碘 in 吡啶10:90 (V/V)	D8301
水/吡啶/0.1M碘 in 四氢呋喃10:20:70 (V/V/V)	E8301

安徽时联拥有中国最规范的无水、生物溶剂工业化生产装置和溶剂废液回收装置，以及最完整的DNA/RNA配制系统，拥有完善的销售和服务网络体系，公司在上海、广州、北京设立分支机构及危险品仓库，可以第一时间提供给您需要的系列溶剂产品，并提供及时送货上门、包装物回收、溶剂废液回收处理、多种灵活的包装物选择等高品质服务。安徽时联承诺给您最具竞争力的产品价格，以帮助您尽可能地降低成本。



# FULLTIME

**安徽时联**  
您值得信赖的高纯特种溶剂制造商

坚持不断的追求质量和服务永远是我们的宗旨，我们将全力以赴，以优质的产品、合理的价格、忠诚的服务满足您的需求。

